



**TRIKOJĖ IR KETURKOJĖ LAZDĖLĖ
TRĪSKĀJU UN ČETRĶĀJU SPIEKIS
KOLMEHARULINE KEPP JA NELJAHARULINE KEPP
TRIPOD AND QUAD CANE
ТРОСТЬ 3-Х и 4-Х ОПОРНАЯ
TRINOŽNA IN ŠTIRINOŽNA PALICA
HŮL S TROJNOŽKOU A ČTYRNOŽKOU**

Naudojimo ir priežiūros instrukcija
Lietošanas un kopšanas instrukcija
Kasutusjuhend
User manual
Руководство по эксплуатации
Priročnik za uporabnike
Uživatelská příručka

01-7782C



01-2620



Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukciją!

Pirms lietojiet, lūdzu izlasiet uzmanīgi lietošanas un kopšanas instrukciju!

Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit!

Observe instructions for use! Please read these instructions carefully before use and keep it for later reference!

Прежде чем использовать внимательно прочтите инструкцию!

Upošteвайте navodila za uporabo! Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za bodočo referenco!

Postupujte podle návodu k použití! Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro pozdější potřebu!

PRATARMĖ / IEVADS / EESSÕNA / PREFACE / ПРЕДИСЛОВИЕ / UVOD / PŘEDMLUVA

LT Gerbiamas Kliente, nuoširdžiai dėkojame įsigijus Kid-Man priemonę. Kiekviena priemonė, prieš palikdama gamyklą patikrinama, todėl Jus pasiekia tik kokybiškas gaminyš.

LV Godājamais Klient, no sirds pateicamies, ka iegādājāties Kid-Man līdzekli. Katrs līdzeklis, pirms pamet rūpnīcu, tiek pārbaudīts, tāpēc Jūs sasniedz tikai kvalitatīvus izstrādājumus.

EE Täname Teid, meile osutatud usalduse eest, omandades rulaatori. Igat rulaatorit testib valmistaja, tagades parima töökindluse.

EN Thank you for the confidence shown in Kid-Man. Every product is factory checked and left us in faultless condition, We wish you much success and we hope Kid-Man product will make a positive impact to your daily living.

RU Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретя продукт Kid-Man. Каждый продукт тестируется производителем и покидает завод в наилучшем состоянии.

SL Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ga izkazuje podjetju Kid-Man. Vsak posamezen izdelek je tovarniško preizkušen in od nas prihaja v brezhibnem stanju. Želimo vam veliko uspeha in upamo, da bodo izdelki Kid-Man pozitivno vplivali na vaše vsakodnevno življenje.

CZ Děkuje Vám za důvěru, kterou prokazujete značce Kid-Man. Každý produkt prochází v továrně výstupní kontrolou a opustil nás v dokonalém stavu. Přijeme Vám mnoho úspěchů a doufáme, že výrobek Kid-Man bude mít pozitivní dopad na Váš každodenní život.

PASKIRTIS IR SAVYBĖS / MĒRĪTIS UN ĪPAŠĪBAS / KASUTAMINE / INDICATIONS / ПРИМНЕНИЕ / INDIKACIJE / INDIKACE

LT Lazdelė skirta žmonėms turintiems judėjimo problemų. 01-7782C ir 01-2620 lazdelės yra reguliuojamo aukščio. Norėdami pakeisti lazdelės aukštį, paspauskite mygtuką esantį lazdelės šone. To pačio mygtuko pagalba, yra keičiama lazdelės rankenos padėtis, todėl lazdelę galima laikyti tiek dešinėje, tiek kairėje rankoje.

LV Spieķis paredzēts cilvēkiem ar kustību problēmām. 01-7782C un 01-2620 spieķi ir regulējama garuma. Lai mainītu spieķa garumu, piespiediet pogu, kas atrodas spieķa sānos. Ar tās pašas pogas palīdzību ir maināma spieķa roktura pozīcija, tādēļ spieķi iespējams turēt gan labajā, gan kreisajā rokā.

EE Jalutuskepp on mõeldud inimestele, kellel on probleeme liikumisega. Keppide 01-7782C ja 01-2620 kõrgus on reguleeritav. Selleks, et muuta kepi kõrgust, tuleb vajutada alla kepi keskel asuv nupp. Sama nupu abil on võimalik muutak a käepideme asendit. Tänu sellele on keppi võimalik kasutada mõlema käega.

EN A walking stick is made for people who have mobility problems. The height of 01-7782C and 01-2620 stick is adjustable. In order to change the height of the walking stick, press a button in the middle of the stick. The same button helps to change the position of the handle. In this way the cane is suitable for both handles.


RU Трость предназначена для людей, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Трости 01-7782C и 01-2620 имеют регулируемую высоту. Чтобы изменить высоту трости, нажмите кнопку, расположенную на боку трости. С помощью той же кнопки можно изменить положение рукоятки трости, поэтому трость можно держать как в правой, так и в левой руке.

SL Sprehajalna palica je ustvarjena za ljudi s težavami pri gibanju. Višina palice 01-7782C in 01-2620 je prilagodljiva. Da bi spremenili višino sprehajalne palice, pritisnite na gumb na sredini palice. Z istim gumbom lahko spremenite položaj palice. Tako bo palica ustrezno nastavljena na obeh ročajih

CZ Chodecká hůl je dělaná pro lidi mající problémy s pohyblivostí. Výška holí typů 01-7782C a 01-2620 je nastavitelná. Chcete-li výšku chodecké hole změnit, stiskněte tlačítko uprostřed hole. Totéž tlačítko slouží ke změně polohy rukojeti. Tak je hůl vhodná pro obě rukojeti.

**BENDROS PASTABOS / VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES / ÜLD INFORMATSIOON / GENERAL NOTES / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
/ SPLOŠNE OPOMBE / OBECNÉ POZNÁMKY**

1. Pavadinimas / Nosaukums / Kauba nimetus /
Name of products Наименование / Ime izdelka /
Název produktů
2. Modelis / Modelis / Mudel / Model / Модель / Model /
Model
3. Maksimāli apkrova / Maksimālā slodze /
Maksimaalne kandevõime Maximum load /
Максимальная нагрузка / Največja dovoljena
obremenitev / Maximální zátěž
4. Gamintojas / Ražotājs / Tootja / Manufacturer /
Производитель / Proizvajalec / Výrobce
5. Kontaktiniai duomenys / Kontakti / Kontaktinfo /
Contact details / Контактная информация / Podatki
za stik / Kontaktní údaje
6. Serijos numeris / Sērijas numurs / Seerianumber /
Serial number / Серийный номер / Številka serije /
Výrobní číslo




KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS / KOMPLEKTĀCIJAS DAĻAS / TOOLI KOOSTISOSAD / PARTS OF THE PRODUCT / СОСТАВЛЯЮЩИЕ / DELI IZDELKA / SOUČÁSTI PRODUKTU



- 1.** Rankena - Rokturis - Käepide - Handle - Ручка - Ročaj - Rukojeť
- 2.** Lazdelė - Spieķis - Jalutuskepp - Walking stick - Трость - Sprehajalna palica - Chodecká hůl
- 3.** Antgalis - Uzgalis - Otsik- Tip - Насадка - Vrh - Rada



- 1.** Rankena - Rokturis - Käepide - Handle - Ручка - Ročaj - Rukojeť
- 2.** Lazdelė - Spieķis - Jalutuskepp - Walking stick - Трость - Sprehajalna palica - Chodecká hůl
- 3.** Antgalis - Uzgalis - Otsik- Tip - Насадка - Vrh - Rada

KAIP TINKAMAI PASIRINKTI LAZDELĖS AUKŠTĮ? / KĄ PAREIZI UZSTĀDĪT SPIEĶA AUGSTUMU? / JALUTUSKEPI KÖRGUSE REGULEERIMINE? / HOW TO SET YOUR CANE IN PROPER HEIGHT? / КАК УСТАНОВИТЬ РАБОЧУЮ ВЫСОТУ ТРОСТИ? / KAKO NASTAVITE USTREZNO VIŠINO VAŠE PALICE? / JAK NASTAVIT SPRÁVNOU VÝŠKU HOLE?

 Pav. Nr. 1 / Att. Nr. 1 / Pilt nr 1 / Pic. No 1
 Рис. Ho. 1 / Slika Št 1 / Obr. č. 1

 Pav. Nr. 2 / Att. Nr. 2 / Pilt nr. 2 / Pic. No 2
 / Рис. Ho. 2 / Slika Št 2 / Obr. č. 2

LT Norėdami tinkamai pasirinkti lazdelės aukštį, ranką, kurioje bus lazdelė, laikykite ištiesę prie savo šono. Lazdelę statykite greta šono – lazdelės rankena turi būti ties jūsų rankos riešu. Lazdelės ilgis keičiamas mygtuko, esančio viršutinėje lazdelės dalyje, pagalba. Dėmesio! Prieš naudodami lazdelę įsitikinkite, kad lazdelės aukštis nustatytas tinkamoje padėtyje ir tvirtai fiksuotas. Laikykite lazdelę taip, kad atlenktas rodomasis pirštas eitų palei lazdelės ilgį. Taip apkrova, tenkanti lazdelei, pasiskirstytų tolygiai.

LV Spieķa augstums regulējas ar pogas palīdzību, kura atrodas spieķa augšējā daļā. Nospiediet pogu, uzstādiē jums nepieciešamo augstumu un nofiksējiē pogu līdz klikšķim. Pārbaudiē, lai poga būtu stingri nofiksēta.

Turiet spieķi tā, lai rādāmais pirksts rādītu uz leju. Elkonī turiet nedaudz saliektu.

EE Kõrgust reguleeritakse nupu abil, mis kepi ülemises osas. Vajutage nupule, seatke vajalik kõrgus ja fikseerige nupp kuni "klikk". Kontrollige, et nupp oleks tihedalt fikseeritud. Hoidke keppi nii, et nimetissõrm oleks suunatud pikki keppi. Kõünarnukk peab olema natuke kõverdatud.

EN To adjust the length of the stick, put the pin situated in the top of cane and slide the top section up or down setting the comfortable height, then pop the pin back in appropriate hole. Hold your stick with your index finger point down the length of stick for optimum weight distribution.

RU Высота трости регулируется при помощи кнопки, которая находится в верхней части трости. Нажмите кнопку, установите нужную высоту и зафиксируйте кнопку до щелчка. Проверьте, чтобы кнопка была туго зафиксирована.

Держите трость так, чтобы указательный палец был направлен вдоль трости. Локоть должен быть чуть согнут.

SL Za prilagoditev dolžine palice izvlcite zatič na vrhu, zgornji del povlecite navzgor ali potisnite navzdol, da nastavite udobno višino, nato pa zatič ponovno vrnite na njegovo mesto v ustrezni odprtini. Za najboljšo razporeditev teže držite palico s kazalcem navzdol.

CZ Chcete-li upravit výšku hole, vložte kolík nacházející se na vrcholu hole a posuňte horní část nahoru nebo dolů tak, abyste docílili správné výšky. Pak kolík zavakněte zpět do správného otvoru. Abyste dosáhli optimálního rozložení hmotnosti, držte svou chodeckou hůl tak, aby špička Vašeho ukazováku směřovala dolů podél hole.

ĖJIMAS / STAIGĀŠANA / KŌNDIMINE / WALKING / ХОДЬБА / НОЈА / CHŪZE

LT Lazdelę patartina laikyti priešingoje rankoje silpnesnei ar sužeistai kojai (pavyzdžiui, jei silpnesnė ar pakenkta koja yra kairė, lazdelė laikytina dešinėje rankoje ir atvirkščiai). Tačiau jei lazdelė naudojama kaip papildomas stabilumo garantas, lazdelę galima laikyti bet kurioje rankoje. Abiem atvejais, einant lazdelė laikoma greta šono. Einant, visada remkitės dviem taškais į žemę (pvz. viena koja ir lazdele).

LV Vienai no kājam vienmēr jābūt stingri novietotai uz zemes, bet spieķi jātur sev ērtā stāvoklī, blakus slimajai kājai.

EE Hoides keppi parema või vasaku käega liikuge aeglaselt. Alati peab üks jalg olema kindlalt maas, aga tugi kepil peab olema mugava asendis, haige jala lähedal

EN It is recommended to hold the stick in the opposite hand of injured leg. However, if cane is used only as walkind aid, you may hold it the hand more comfortable for you. Always make sure two points are kept on the ground to ensure safety.

RU Держа правой или левой рукой трость медленно передвигайтесь. Всегда одна нога должна твердо стоять на поверхности дороги, а опора на трость должна быть в комфортном положении, рядом с больной ногой.

SL Priporočamo, da palico držite v roki, ki je nasprotna od poškodovane noge. Toda, če je palica namenjena le kot pripomoček za hojo, jo lahko držite v roki, ki je za vas udobnejša. Za zagotavljanje varnosti morata vedno biti obe točki na tleh.

CZ Hůl Vám doporučujeme držet v ruce na opačné straně, než na které máte zraněnou nohu. Používáte-li však hůl jen jako pomůcku při chůzi, můžete ji držet v ruce, která Vám lépe vyhovuje. Aby byla zajištěna bezpečnost, stále mějte alespoň dva body ve styku se zemí.

LIPIMAS LAIPTAIS / KĀPŠANA AUGŠĀ PA KĀPNĒM / TÕUS ASTMETEL / USING STAIRS / ПОДЪЕМ ПО СТУПЕНЬКАМ / HOJA PO STOPNICACH / POUŽÍVÁNÍ SCHODŮ



PIEŽIŪRA / UZKOPŠANA / HOOLDUS / CARE AND MAINTENANCE / УХОД / OSKRBA IN VZDRŽEVANJE / PÉČE A ÚDRŽBA

LT Lazdele galima valyti muilinu šiltu vandeniu. Periodiškai tikrinkite, ar nesusidėvėjęs guminis antgalis. Jei antgalis susidėvėjęs, jį pakeiskite nauju.

LV Laiku pa laikam kontrolējiet gumijas uzgali un nepieciešamības gadījumā veiciet tā nomaigu.

EE Aeg-ajalt kontrollige kepi kummiotsa ja vajadusel vahetage ära.

EN Please wipe your cane periodically with soupy warm water. Check rubber tip regularly, replace if necessary.

RU Периодически контролируйте резиновый наконечник трости и при необходимости меняйте на новый.

SL Redno brišite vašo palico z mlačno vodo. Redno preverjajte gumijasto konico, ter jo po potrebi zamenjajte.

CZ Svou hůl pravidelně otírejte teplou vodou se saponátem. Pravidelně kontrolujte gumovou špičku a v případě potřeby ji vyměňte.

ATSARGINĖS DALYS / REZERVES DAĻAS / TAGAVARAOSAD / SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / NADOMESTNI DELI / NÁHRADNÍ DÍLY

LT Tik gamintojo originalios dalys gali būti naudojamasi atliekant remontą. Norėdami gauti originalią dalį, pateikite lipduke nurodytą tipą ir serijos numerį, prekybos vietoje ar susisiekię tiesiogiai su gamintoju. Gamintojas bei pardavėjas neatsako už žalą, patirtą naudojant neoriginalias atsargines dalis ar atliekant remonto darbus neautorizuotoje vietoje.

LV Veicot remontu, var tikt izmantotas tikai oriģinālas ražotāja daļas. Je vēlaties saņemt oriģinālo daļu, iesniedziet liplentē norādīto rīteņkrēsla veidu un sērijas numuru tirdzniecības vietā jeb sazināties ar ražotāju. Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radās izmantojot neoriģinālas rezerves daļas vai veicot remontu neautorizētajā servisa centrā.

EE Remondiks kasutage ainult originaalseid varuosi, mida saate müüjalt või otse tootjalt. Hankimisel märkige tüüp ja seeria number. Müüja ja valmistaja ei vastuta tekitatud kahju eest, mis on tekkinud mitteoriginaalsete varuosade kasutamise või remondi eest mittevolitatud isikute poolt.

EN Only original spare parts can be used for replacement. Please provide model and serial number to dealer or contact manufacturer directly. Manufacturer and dealer is not responsible for any damage occurred to product or user if non original spare parts are used and (or) repair was done in unauthorized facility.

RU Для ремонта используйте только оригинальные запасные части, которые можете приобрести у продавца или непосредственно у производителя. При запросе укажите данные (тип и серийный нр). Производитель и продавец не несет ответственности за вред, возникший вследствие использования не оригинальных запасных частей или ремонт неуполномоченными лицами.

SL Nadomestite samo z originalnimi nadomestnimi deli. Prodajalcu predložite model in serijsko številko, ali pa se obrnite neposredno na proizvajalca. Niti proizvajalec, niti prodajalec nista odgovorna za škodo na izdelku ali za poškodbe uporabnika v primeru, da uporabite neoriginalne nadomestne dele, ali izvajate popravila pri nepooblaščenem serviserju.

CZ K výměnám je možno používat jen originální náhradní díly. Prodejci prosím uveďte typové číslo a výrobní číslo, nebo kontaktujte přímo výrobce. Výrobce a prodejce nenesou zodpovědnost za žádná poškození produktu ani za zranění uživatele, k nimž dojde v důsledku použití neoriginálních náhradních dílů nebo opravy v neautorizovaném závodě.

**SPECIFIKACIJOS / SPECIFIKACIJAS / TEHNILISED ANDMED / SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ /
TEHNIČNI PODATKI / SPECIFIKACE**

Modelis Modelis Mudel Model Модель Model Model	Maksimali apkrova Maksimālā slodze Max koormus Maximum safe load Максимальная нагрузка Največja dovoljena obremenitev Maximální bezpečné zatížení	Svoris Svars Kaal Weight Вес Teža Hmotnost	Bendras aukštis Kopīgais augstums Tooli kõrgus Overall height Высота стула Višina v celoti Celková výška
01-7782C	100 kg	1,2 kg	76,2-101,6 cm
01-2620	100 kg	1,36 kg	76,2-101,6 cm

GARANTIJOS SĄLYGOS / GARANTIJAS NOSACIJUMI / GARANTIINGIMUSED / WARRANTY / GARANCIJSKI LIST / ZÁRUKA

LT Priemonei suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo dienos. Gamintojas bei platintojas prisiima atsakomybę tik dėl defektų, kurie atsirado tiesiogiai dėl gaminimo proceso ar netinkamos kokybės medžiagų.

Gamintojas bei platintojas neprisiima atsakomybės dėl defektų:

- atsiradusių naudojant gaminį ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo ir priežiūros instrukcijų;
- atsiradusių naudojant ne originalias gamintojo detales ar taisant priemonę gamintojo neapčiuotoje vietoje;
- atsiradusių dėl gamtos stichijų ar naudotojo kompetencijos stokos ir neatsargumo.

Garantija galioja tik su užpildyta garantine kortele. Įvertinęs prekės gedimą, UAB „Kasko Group“ atstovas informuoja, ar gedimas garantinis. Jei gedimas garantinis, UAB „Kasko Group“ nusprendžia, ar sutaisyti prekę, ar pakeisti ją nauja. Prekės sutaisymas ga-

rantinio periodo nepratęsia. Garantinio aptarnavimo terminas – 4 savaitės nuo prekės gavimo UAB „Kasko Group“. Jeigu prekės remontas nėra garantinis, visas remonto išlaidas apmoka pirkėjas.

LV Palīglīdzeklim garantija tiek piešķirta uz 24 mēnešiem no iegādāšanas datuma. Ražotājs un izplatītājs uzņemas atbildību tikai par defektiem, kas radās saistībā ar ražošanas procesu vai sliktas kvalitātes materiāliem.

Ražotājs un izplatītājs neuzņemas atbildību par defektiem:

- kas radās palīglīdzekli lietojot neatbilstoši paredzētajam mērķim vai neievērojot lietošanas un kopšanas instrukciju;
- kas radās lietojot neoriģinālas ražotāja detaļas vai remontējot palīglīdzekli ražotāja neapstiprinātā vietā;
- kas radās saistībā ar dabas stihijām vai lietotāja kompetences trūkumu un piesardzības dēļ.

Garantija ir spēkā tikai tad, ja tika uzpildīta garantijas karte. UAB „Kasko Group“ pārstāvis izvērtē preces bojājumu un informē, vai tas ir garantijas gadījums. Ja tas ir garantijas gadījums, UAB „Kasko Group“ nolemj, vai prece jāremontē, vai jānomaina ar jaunu preci. Preces saremontēšana nepagarina garantijas termiņu. Garantijas apkalpošanas termiņš – 4 nedēļas no dienas, kad preci saņēma UAB „Kasko Group“. Ja tas nav garantijas gadījums, visus remonta izdevumus sedz pircējs.

EE Garantii kehtib 24 kuud ostu hetkest. Garantii kehtib, kui defekt on tekkinud valmistaja tootmisveast või ebakvaliteetse materjali kasutamisest.

Tootja ja müüja ei vastuta defektide eest:

- kui eset on kasutatud mitte sihipäraselt, eirates eksploatatsiooni juhiseid;
- kui on kasutatud mitteoriginaalseid varuosasid, remonditud mitte aktsepteeritud remontija juures;
- rikete eest, mis on tekkinud stiihia, hooletu kasutamiseega.

Garantii on kehtiv ainult garantii talongi alusel. "Kasko Group" esindaja hindab ja teeb kindlaks, kas garantii kehtib. Garantiihoolduse aeg on 4 nädalat kauba saabumise hetkest remonti. Ilma garantiita kauba remont on ostja kulul.

EN We issue a warranty of 24 months from date of purchase. Any unauthorized modifications carried out without approval of the manufacturer will make the liability null and void. This includes exceeding the maximum user loads and using product in improper way. Warranty is only valid with fully filled warranty card. UAB „Kasko Group” after getting claimed item from purchaser within period of 4 weeks decides whether issue is treated under warranty. If issue is not covered under warranty and customer agrees, UAB „Kasko Group”, if possible, fixes issue. All costs, including costs of transportation, should be covered by customer. Warranty repair does not extend warranty.

RU Гарантия действительна в течении 24 месяцев с момента покупки. Гарантия действует, если возникшая неисправность вызвана дефектом, связанным с производством изделия или при использовании некачественных материалов.

Производитель и дистрибьютор не несет никакой ответственность за дефекты

- В результате использования изделия не по назначению, не придерживаясь инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- Вызванные используя неоригинальные детали и ремонтируя в неутвержденных производителем местах;

- Вызванные стихийными бедствиями или по некомпетентности и халатности пользователя.

Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона. Представитель ЗАО Каско Груп оценивает неисправность и устанавливает действует ли гарантия. Если ремонт гарантийный, ЗАО Каско Груп принимает. Срок гарантийного обслуживания – 4 недели от получения товара на ремонт. Если ремонт не гарантийный – все расходы за ремонт оплачивает покупатель.

SL Izdajamo garancijo za 24 mesecev od datuma nabave. Vsakršne nepooblaščne spremembe, izvedene brez odobritve proizvajalca, bodo privedle do izničenja odgovornosti s strani proizvajalca. To vključuje preseganje obremenitve in napačno uporabo izdelka. Garancija velja samo z docela napolnjeno garancijsko kartico. Pri podjetju UAB „Kasko Group” bomo v roku 4 tednov po prejetju izdelka od stranke odločili, ali garancija pokriva navedeno težavo. Če garancija ne pokriva težave, lahko UAB „Kasko Group” na privolitev stranke še vedno izdelek popravi, če je to mogoče. Vse stroške, ključno s stroški pošiljanja, krije stranka. Popravilo pod garancijo ne vključuje razširjene garancije.

CZ Poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu. Veškeré neoprávněné úpravy provedené bez svolení výrobce budou mít za následek zánik platnosti záruky. Sem patří například překročení maximálních uživatelských zatížení a používání produktu nesprávným způsobem. Záruka platí jen, je-li úplně vyplněn záruční list. Po převzetí reklamovaného zboží od zákazníka UAB „Kasko Group” nejpozději do 4 týdnů rozhodne, zda lze problém řešit cestou záruky. Jestliže se na problém záruka nebude vztahovat a zákazník s tím bude souhlasit, pak UAB „Kasko Group” problém opraví, bude-li možno. Veškeré náklady, včetně nákladů na přepravu, musí uhradit zákazník. Záruční oprava neznamená prodloužení záruky.

GARANTINĖ KORTELĖ / GARANTIJAS KARTE / GARANTIKAART / WARRANTY CARD / ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА / GARANCIJSKA KARTICA / ZÁRUČNÍ LIST

Prekės pavadinimas Preces nosaukums Kaubanimetus Products name Наименование товар Ime izdelka Název výrobku	Modelis Modelis Model Model Модель Модель Model Model	Pardavimo data (irašyti) Pārdošanas datums (ierakstīt) Müügikuupäev Date of purchase (insert) Дата продажи (вписать) Datum nabave (vnesite) Datum nákupu (uved'te)	Garantinis terminas Garantijas termiņš Garantiaeg Warranty period Гарантийный срок Obdobje trajanja garancije Záruční doba
Trikojė ir keturkojė lazdelė Trīskāju un četrkāju spieķis Kolmeharuline kepp ja neljaharuline kepp Tripod and quad cane Трость 3-х и 4-х опорная Trinožna in štiri nožna palica Hůl s trojnožkou a čtyřnožkou	☐ 01-7782C ☐ 01-2620		mēnesių mēneši 24 kuud months месецев mesecев měsíců

Place for SN

Your dealer

Išleido / Izdevējs / Toodetud / Published by / Издатель / Izdal / Zveřejnil:
UAB Kasko Group
A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 265 0000 • www.kid-man.com • info@kid-man.com
Data / Datum / Kuupäev / Date / Дата / Datum / Datum 2014-11-06
Paskutinio atnaujinimo data / Izdevuma datums Viimase uuenduse
kuupäev / Date of last update / Дата последнего обновления /
Datum zadnje posodobitve / Datum poslední aktualizace 2024-01-16



The quality management system of Kasko Group,
UAB meets the standards ISO 9001 and ISO 14001