

CZ REF: AD11 BŘIŠNÍ FIXAČNÍ PÁS S PŘEZKOU

CZ REF: AD11E ÚZKÝ BŘIŠNÍ FIXAČNÍ PÁS S PŘEZKOU

Zdravotnický prostředek třídy I podle evropského nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích, a jako takový splňuje základní požadavky, které se na něj vztahují.

Pro zajištění správné funkce a optimálního výkonu tohoto zdravotnického prostředku si před prvním použitím pozorně přečtěte návod. Zkontrolujte správný vnější vzhled výrobku a jeho neporušenost, stejně jako neporušenost obalu.

Obsah balení: 1 pás na křeslo, 1 návod k použití, 1 reklamní leták.

INDIKACE: Pohodlné připevnění pacienta k invalidnímu vozíku, které zabraňuje možným pádům a sesouvání. Možnost prodloužení pro individuální přizpůsobení v kombinaci s prodlužovacím dílem CAD16.

KONTRAINDIKACE: Výrobek je kontraindikován v případě neklidu pacienta a u pacientů, kteří se jsou schopni z prostředku vyvázat nebo sami rozepnout přezky. Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli ze složek.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Doporučuje se, aby výrobek instaloval kvalifikovaný a vyškolený personál. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován. Na původním výrobku se nesmí provádět žádné úpravy. Výrobek by neměl být umístěn v přímém kontaktu s poraněnou oblastí. Doporučuje se častá kontrola a ověřování, zda uživatel výrobek používá správně. Prostředek nikdy nenechávejte v dosahu dětí a/nebo osob, které se o sebe nedokážou postarat. Vzhledem k textilní povaze součástí nevystavujte výrobek zdroji tepla. Nejsou známy žádné nežádoucí účinky.

NÁVOD K INSTALACI:

1. Posadte uživatele do křesla.
2. Přiložte vypolstrovanou část na břicho uživatele a popruhy vedte za opěradlo křesla.
3. Zapněte přezku a nastavte popruhy na požadovanou délku.



VELIKOST:

REF	VEL.	ŠÍŘKA	DÉLKA
AD11	0	12,5 cm	40 cm
AD11	1	16,5 cm	56 cm
AD11E	1	12,5 cm	56 cm

SLOŽENÍ: Laminovaná tkanina 100% polyester. Popruh (Retirer tape) 100% polyester. Přezka: acetal.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA: Prát v pračce na maximálně 60°. Nečistit chemicky a nežehlit. Nesušit v sušičce. Při praní přezku zapněte. Nebělit.

Skladujte na suchém místě, chráněno před světlem, při pokojové teplotě v originálním obalu.



OPAKOVANÉ POUŽITÍ: Vzhledem k terapeutickému účelu nesmí být tento výrobek používán opakovaně jinou osobou.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM: Pokud jde o nakládání s odpady, výrobek a jeho součásti splňují platná ustanovení stanovená místními orgány. Doba použitelnosti výrobku: 5 let

ZÁRUKA: 24 měsíců od data zakoupení. Pro uplatnění jakékoli reklamace je nutné uschovat fakturu jako doklad o koupi. Výrobek je určen výhradně k použití popsanému v tomto návodu. Na jakékoli škody vzniklé nesprávným používáním se záruka nevztahuje. Náhrada škody je omezena na hodnotu zboží. Náhrada následných škod je výslovně vyloučena.

Jakákoli závažná nehoda související s výrobkem musí být oznámena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

