

## CZ REF: ADX30 ABDUKČNÍ POSTROJ

## REF: ADX31 POLOTUHÝ ABDUKČNÍ POSTROJ

Zdravotnický prostředek třídy I podle evropského nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích, a jako takový splňuje základní požadavky, které se na něj vztahují.

Pro zajištění správné funkce a optimálního výkonu tohoto zdravotnického prostředku si před prvním použitím pozorně přečtěte návod. Zkontrolujte správný vnější vzhled výrobku a jeho neporušenost, stejně jako neporušenost obalu.

Obsah balení: 1 postroj, 1 návod k použití, 1 reklamní leták.

**INDIKACE:** Výrobek určený k udržení optimálního rozevření nohou, které zajišťuje správné postavení bez sesouvání. Vhodné pro invalidní vozíky, dětská křesla a lavičky.

**KONTRAINDIKACE:** Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli ze složek a/nebo neklidu pacienta.

**BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:** Doporučuje se, aby výrobek nasadil odborník z oboru. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován. Na původním výrobku se nesmí provádět žádné úpravy. Výrobek by neměl být umístěn v přímém kontaktu s poraněnou oblastí. Doporučuje se častá kontrola a ověřování, zda uživatel výrobek používá správně. Prostředek nikdy nenechávejte v dosahu dětí a/nebo osob, které se o sebe nedokážou postarat. Vzhledem k textilní povaze součástí nevystavujte výrobek zdroji tepla ani vlhkosti. Nejsou známy žádné nežádoucí účinky.

### NÁVOD K INSTALACI:

1. Položte postroj na sedák vozíku a posadte uživatele.
2. Připevněte zadní popruhy ke dvěma zadním bočním trubkám.
3. Vedte popruhy kolem stehů uživatele a připevněte je k bočním trubkám vozíku.
4. Požadovanou velikost nastavte zatažením za popruh.



### VELIKOSTI:

| Vel. | Rozměr*  |
|------|----------|
| 0    | 20-35 cm |
| 1    | 30-45 cm |

\* Měřeno od předního horního trnu kyčelní kosti (spina iliaca anterior superior) k bodu, kde se vnitřní popruh dotýká sedadla.

**SLOŽENÍ:** Neopren-chloropren s oboustranným laminováním 100% nylonem. Podšívka: 100% polyester. Kovová bezpečnostní pojistka.

**SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA:** Pratelné v pračce na maximálně 30°. Nečistit chemicky. Nežehlit. Nesušit v sušičce. Nebělit.



Výrobek skladujte na suchém místě, chráněno před světlem, při pokojové teplotě v originálním obalu.

**OPAKOVANÉ POUŽITÍ:** Vzhledem k terapeutickému účelu není tento výrobek určen k opakovanému použití jinou osobou.

**NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM:** Pokud jde o nakládání s odpady, výrobek a jeho součásti splňují platná ustanovení stanovená místními orgány.

**ZÁRUKA:** 24 měsíců od data zakoupení. Pro uplatnění jakékoli reklamace je nutné uschovat fakturu jako doklad o koupi. Výrobek je určen výhradně k použití popsanému v tomto návodu. Na jakékoli škody vzniklé nesprávným používáním se záruka nevztahuje. Náhrada škody je omezena na hodnotu zboží. Náhrada následných škod je výslovně vyloučena.

Jakákoli závažná nehoda související s výrobkem musí být oznámena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.