

CZ REF: ADX23 HRUDNÍ PODPORA POPRUHOVÁ PŘÍŠROUBOVANÁ KE KŘESLU

REF: ADX23C HRUDNÍ PODPORA POPRUHOVÁ SE ZAPÍNÁNÍM NA KLIP

REF: ADX23H HRUDNÍ PODPORA POPRUHOVÁ SE ZAPÍNÁNÍM NA HÁČEK

Zdravotnický prostředek třídy I podle evropského nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích, a jako takový splňuje základní požadavky, které se na něj vztahují.

Pro zajištění správné funkce a optimálního výkonu tohoto zdravotnického prostředku si před prvním použitím pozorně přečtěte návod. Zkontrolujte správný vnější vzhled výrobku a jeho neporušenost, stejně jako neporušenost obalu.

Obsah balení: 1 hrudní podpora, 1 návod k použití, 1 reklamní leták.

INDIKACE: Vhodné pro pacienty se spastickými pohyby nebo pacienty, kteří nemají správné postavení trupu. Přezky s rychlým nastavením a nastavením napnutí. Rychlé nasazení s předním otevíráním pomocí klipové přezky.

KONTRAINDIKACE: Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli ze složek.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE: Doporučuje se, aby výrobek nasadil odborník z oboru. Stav výrobku by měl být pravidelně kontrolován. Na původním výrobku se nesmí provádět žádné úpravy. Výrobek by neměl být umístěn v přímém kontaktu s poraněnou oblastí. Doporučuje se častá kontrola a ověřování, zda uživatel výrobek používá správně. Prostředek nikdy nenechávejte v dosahu dětí a/nebo osob, které se o sebe nedokážou postarat. Vzhledem k textilní povaze součástí nevystavujte výrobek zdroji tepla ani vlhkosti. Nejsou známy žádné nežádoucí účinky.

NÁVOD K INSTALACI:

1. Posadte pacienta do křesla.
2. Přiložte podporu na pacienta a upravte spodní popruhy na trubky křesla.
3. Přiložte horní část na pacienta, nastavte potřebnou velikost a přišroubujte ji ke křeslu (ref. ADX23) nebo spojte přezky do tvaru X podle fotografie (ref. ADX23C).

VELIKOSTI:

Vel.	ŠÍŘKA RAMEN
0	33-43 cm
1	43-53 cm
2	53-63 cm

Ref. ADX23H



SLOŽENÍ: Neopren-chloropren s oboustranným laminováním 100% nylonem. Podšívká: 100% polyester. Zip: polyester. ADX23: průvlaky: acetal. ADX23C: přezky: plast.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA: Pratelné v pračce na maximálně 30°. Nečistit chemicky. Nežehlit. Nesušit v sušičce. Nebělit.



Výrobek skladujte na suchém místě, chráněno před světlem, při pokojové teplotě v originálním obalu.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ: Vzhledem k terapeutickému účelu není tento výrobek určen k opakovanému použití jinou osobou.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM: Pokud jde o nakládání s odpady, výrobek a jeho součásti splňují platná ustanovení stanovená místními orgány.

ZÁRUKA: 24 měsíců od data zakoupení. Pro uplatnění jakékoli reklamace je nutné uschovat fakturu jako doklad o koupi. Výrobek je určen výhradně k použití popsanému v tomto návodu. Na jakékoli škody vzniklé nesprávným používáním se záruka nevztahuje. Náhrada škody je omezena na hodnotu zboží. Náhrada následných škod je výslovně vyloučena.

Jakákoli závažná nehoda související s výrobkem musí být oznámena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient bydliště.

